

www.drivemedical.com

Rev.2.02.18.14

driveTM

portable bath bench
banco banco portátil
para baño
banc de baignoire
portable

item # 12023



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

driveTM

installation instructions

1. Remove contents from box.
2. Attach red handle by threading plastic screws through the bottom of the bench and tightening.
3. Attach rubber grips by threading the plastic screws through the top of the bench and into the rubber grips, making sure the grey rubber side faces outward. This will be the side that makes contact with the bath tub.
Do not tighten.
4. Place the shower bench in the tub with the red handle on the outside. This handle provides support into and out of the tub.
5. Move rubber grips flush against the side of tub and tighten screws.
6. Make sure bath bench is secure before each use.

NOTE: to maintain to the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe shower bench dry after each use.

WEIGHT CAPACITY: 250 LBS (113 KG)

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

The logo consists of the word "drive" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letter "d" is blue, the "r" is orange, the "i" is blue, the "v" is blue, and the "e" is blue. A small "TM" symbol is located at the top right of the "e".

© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones de instalacion

1. Remueva el contenido de la caja.
2. Conecte el asidero rojo unsando los clavos de plastico atravez del fondo del bonco y apretelo.
3. Conecte los puños de caucho usondo los clavos de plastico atravez de los parte superior del banco, asegurese que el cauelro gris este hacia la porte de afuera. Este es el lado que mantendra contacto con la tina de baño.
4. Ponga el banco de baño en la banera con la manillera roja hacia afuera esta manillera provee soporte para entrar y salir de la tina de baño.
5. Mover los puños de caucho contra el lodo de la banera y aprete los clavos.
6. Asegurese que el banco de banera esta asegurado cada vez antes de usarlo.

NOTA: Para mantener la belleza y el acabado original, limpiar con jabon suave y lavar con agua tibia. Seque el banco de bano despues de cada uso.

CAPACIDAD: 250 LBS (113 KG) DE PESO

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

The logo for Drive Medical, featuring the word "drive" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" has a small orange square above it. A trademark symbol (TM) is located at the top right corner of the letter "e".

© 2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

instructions d'installation

1. Enlevez le contenu de la boîte.
2. Attachez la poignée rouge en filetant les vis en plastique par le fond de mettre hors jeu et en les serrent.
3. Attachez les poignées en caoutchouc en filetant les vis en plastique par le dessus du mettre hors jeu et dan les poignées en caoutchouc o do côté de grops a l'extérieur. Ce sera le côté qui fait le contact avec le baquet de bain. Me serrez pas.
4. Placez la douche mettent hors jeu dans le baquet avec la poignée rouge se l'extérieur. Cette poignée fournit l'appui dans et hors du baquet.
5. Dplacez le poignées en caoutchouc à affleurement contre le côté du baquet et serrez les vis.
6. Assurez-vous que tous les deux mettre hors jeu est bloqué avant chaque utilisation.

NOTE: Pour maintenir la beauté de la finition originale, propre avec du savon et le rincage doux avec de l'eau chande. La douche de chiffon mettent hors jeu sex après chaque utilisation.

CAPACITÉ DE POIDS DE 250 LBS (113 KG)

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du product pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'œuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inappropriate de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

The logo for Drive Medical, featuring the word "drive" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letter "i" has a yellow horizontal bar through it, and the letter "v" has a blue horizontal bar through it. A trademark symbol (TM) is located at the top right of the "e".

© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine